

Configuration informatique MINIPOD	Minimale	Conseillée
Type de tablette <i>Android</i>	• Octa-core 2Ghz ou plus • Antutu  > 1000000 ¹ • Ex : Xiaomi Redmi Pad pro ou supérieur	• Octa-core 2.4GHZ ou plus • Antutu  > 1500000 ¹ • Ex : Samsung S10 FE ou supérieur
<i>Ipad et Iphone</i>	• Iphone 11 minimum • Ipad mini 5 eme gen ou plus • Ipad 6 eme gen ou plus • Ipad pro 2eme gen ou plus	
<i>Système d'exploitation</i>	• Android 10 ou supérieur • IOS 17 minimum	
<i>Diagonal écran</i>	10 " ou supérieur	10 " ou supérieur

¹ Suivre ce lien pour tester Antutu, il suffit de rentrer la référence de votre tablette Android

https://www.kimovil.com/fr/tablets/i_m+code.Global:Intern

Cette fiche d'information est indicative et ne garantit pas la totale compatibilité de votre tablette avec votre plateforme.

Version 1.2 – Septembre 2026